

1

2

3

4

REV.

DR:


DATE

NOTE

CRAFTWORK



Ø 15.30
Ø 13.04



Ø 12.70

175.00
137.00

5
5ML
4
3
2
1
Ø 7.38

Ø 1.40
Ø 2.30

1. 未注尺寸公差: X±0.3; X.0±0.1;
X.00分三种: (0<X≤20, ±0.005;
20<X≤150, ±0.01; X>150,
±0.015); X.000±0.005, 轴类用大
尺寸, 孔类用小尺寸。
2. 相同形状标识: A.B.C.D.....
3. 未标注的螺钉深度等于螺丝直径的两倍
4. 未标注螺丝深度等于螺丝直径两倍。
5. 料直径垂直度: 0<长, 宽≤100 0.01;
6. 外形尺寸公差: 0.00⁻0.01; 孔尺寸
公差: +0.01⁻0.00; 拖位尺寸公差:
托槽+0.01⁻0.03; 托0.00⁻0.02

UNITS MM

MAT'L PP

NAME (INTENDED USE)

PART NO. (INTENDED USE)

APPD:


CHKD:

DR: 08-Aug-22

TITLE:

5ml 大口吸头

DWG NO.: 5ML-D5-1



SCALE	SHEET	REV.
1.000	1/1	A

1

2

3

4

A4